



MOD. SISTEMA GENITALE MASCHILE 4 parti

Codice GEF (SKU) 40105

EAN / GTIN 8032622463972

Confezione 1

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 4 parti. Presenta un'apertura all'altezza della sezione mediana sagittale del bacino. Le strutture interne del sistema urogenitale maschile sono rappresentate con un livello di dettaglio estremamente elevato. Le parti w del modellino anatomico includono la metà di un pene diviso in sezione mediana e trasversale, e metà del sistema riproduttivo maschile comprendente una sezione aperta di un testicolo che mostra i dettagli della sua struttura interna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 25 x 18 x h 27 cm
- Peso: 1,5 kg
- Parti: 4X
- Ingrandimento: 1X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622463972

CODICE GEF

40105



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697