



## MODELLO SCHELETRO MUSCOLARE

Codice GEF (SKU) 40125

EAN / GTIN 8032622463989

Confezione 1

Simile al codice 40120 ma la parte sinistra dello scheletro raffigura i punti di origine (colore rosso) e di inserimento (colore blu) dei muscoli.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza: 170 cm
- Peso: circa 10 kg

### DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622463989

CODICE GEF

40125



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it - Tel. 0573  
1944697