



## MODELLO GINOCCHIO

Codice GEF (SKU) 40145

EAN / GTIN 8032622464795

Confezione 1

Dimensioni: 12x12x31 cm - 440 g -1 parte - 1X Questo modellino di dimensioni reali rappresenta un modello funzionale dell'articolazione ginocchio, con menisco e legamenti patellari.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 12 x 12 x h 31 cm
- Peso: 440 g
- Ingrandimento: 1X

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464795

CODICE GEF

40145



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697