



## MODELLO CRANIO LINEA "VALUE" 1X 3 parti

Codice GEF (SKU) 40155

EAN / GTIN 8023279401554

Confezione 1

MODELLO CRANIO UMANO 1X - 3 parti Una riproduzione fedele a grandezza naturale di un cranio umano con tutti i dettagli strutturali. La mandibola è articolata, la calotta cranica è estraibile per mostrare i particolari interni. Tutte le articolazioni, le suture, le fessure e i processi sono riprodotti con la massima accuratezza. Realizzato in PVC.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 19 x 13,5 x h 19 cm
- Peso: 950 g
- Ingrandimento: 1X

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279401554

CODICE GEF

40155



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697