



MODELLO CRANIO LINEA "VALUE" 1X 3 parti numerato

Codice GEF (SKU) 40156

EAN / GTIN 8023279401561

Confezione 1

MODELLO CRANIO UMANO NUMERATO - 3 parti Una riproduzione fedele a grandezza naturale di un cranio umano con tutti i dettagli strutturali. La mandibola è articolata, la calotta cranica è estraibile per mostrare i particolari interni. Tutte le articolazioni, le suture, le fessure e i processi sono riprodotti con la massima accuratezza. Realizzato in PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 19 x 13,5 x h 19 cm
- Peso: 950 g
- Ingrandimento: 1X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279401561

CODICE GEF

40156



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697