



MODELLO CRANIO 1X 3 parti

Codice GEF (SKU) 40160

EAN / GTIN 8032622463699

Confezione 1

Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 22 x 14 x h 16 cm
- Peso: 950 g
- 3 parti

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622463699

CODICE GEF

40160



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697