



MODELLO CRANIO 1X 3 parti numerato

Codice GEF (SKU) 40161

EAN / GTIN 8032622463569

Confezione 1

Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. Gli elementi più significativi sono numerati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 22 x 14 x h 16 cm
- Peso: 950 g
- 3 parti

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622463569

CODICE GEF

40161



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697