



## MODELLO CRANIO 1X 3 parti colorato

Codice GEF (SKU) 40162  
EAN / GTIN 8032622465440  
Confezione 1

Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. Tutte le ossa sono in colori diversi, per studiare la corretta posizione e il rapporto fra tutte le strutture.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 19,5 x 17 x h 21,5 cm
- Peso: 950 g
- Ingrandimento: 1X

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
8032622465440

CODICE GEF  
40162



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697