



MODELLO CRANIO 1X 3 parti muscolare

Codice GEF (SKU) 40163

EAN / GTIN 8032622465235

Confezione 1

Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. La parte sinistra del cranio raffigura i punti di origine (colore rosso) e di inserimento (colore blu) dei muscoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 18 x 17 x h 21 cm
- Peso: 875 g
- Ingrandimento: 1X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622465235

CODICE GEF

40163



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697