



MODELLO MINI CRANIO 0,5X

Codice GEF (SKU) 40165

EAN / GTIN 8032622465365

Confezione 1

Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. Cranio adulto naturale in scala 1:2. Può essere smontato in calotta cranica e base del cranio. La mandibola è articolata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 11 x 11 x h 16,5 cm
- Peso: 150 g
- Ingrandimento: 0,5X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622465365

CODICE GEF

40165



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697