




Telino Chirurgico in Poliestere

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 41001

EAN / GTIN 8023279410013

Confezione 1

TELI IN POLIESTERE TESTURIZZATI 100% • TELO POLIESTERE 150x150 cm - azzurro Studiati per sostituire i classici teli in cotone nelle sale operatorie. Vantaggi: - non rilasciano particelle di polvere o fibre di cotone che potrebbero causare infezioni durante gli interventi Adatti a diversi usi:

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
41001	150x150cm - azzurro	8023279410013	1
41002	250x150cm - azzurro	8023279410020	1
41000	90x150cm - azzurro	8023279410006	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020401

EAN / GTIN

8023279410013

CODICE GEF

41001



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697