

# Telino Chirurgico in Micrifibra 150x150cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 41010

EAN / GTIN 8023279410105

Confezione 1

TELI IN MICROFIBRA (99% poliestere + 1% fibra di carbonio) • TELO MICROFIBRA 150x150 cm - verde Le dimensioni del telo possono variare di  $\pm 5\%$  a causa del procedimento in fase di produzione La linea di teli in microfibra è concepita per le sale operatorie. Le caratteristiche e i vantaggi sono molteplici: - non assorbono i liquidi, mantenendo il piano operatorio asciutto

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020401

EAN / GTIN

8023279410105

CODICE GEF

41010



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697