



# Telino Chirurgico in Microfibra

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 41011

EAN / GTIN 8023279410112

Confezione 1

TELI IN MICROFIBRA (99% poliestere + 1% fibra di carbonio) • TELO MICROFIBRA 250x150 cm - verde Le dimensioni del telo possono variare di  $\pm 5\%$  a causa del procedimento in fase di produzione La linea di teli in microfibra è concepita per le sale operatorie. Le caratteristiche e i vantaggi sono molteplici: - non assorbono i liquidi, mantenendo il piano operatorio asciutto

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
41011	250x150cm - verde	8023279410112	1
41009	90x150cm - verde	8023279410099	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T020401

EAN / GTIN

8023279410112

CODICE GEF

41011



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697