



## GAMBALETTO forte compressione

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 41106

EAN / GTIN 8033201400647

Confezione 1

Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile. • Livello di compressione alto • Colore: Nero • Taglia: Small/Medium I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi. Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o nero. • Livello di compressione alto: 140 den - 15-21 mm/Hg alla caviglia. Ideale per chi manifesta i primi segni di gonfiore e fastidio alle caviglie. Tale livello di compressione è indicato anche nel caso di principio di vene varicose. La compressione fornita da questo prodotto sostiene e massaggia la gamba fornendo sollievo durante la giornata. Particolare attenzione è stata posta sia all'eleganza e al design che all'elasticità, la quale viene garantita dalla maglia a nido d'ape (maglia a rete). Si consiglia di consultare il medico prima dell'utilizzo. Composizione: 85% poliammide, 15% elastan. Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030405

EAN / GTIN

8033201400647

CODICE GEF

41106



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697