



# CALZA AUTOREGGENTE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 41120

EAN / GTIN 8033201400470

Confezione 1

Calza autoreggente a compressione graduata, con balza siliconata in pizzo, maglia a rete • Livello di compressione: medio • Colore: Nero • Taglia: Small Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile. I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi. Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o nero. • Livello di compressione medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla caviglia. Ideale per chi desidera iniziare un processo di prevenzione e vuole mantenere il classico confort e benessere offerto dalle calze elastiche compressive. Composizione: 84% poliammide, 16% elastan. Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030405

EAN / GTIN

8033201400470

CODICE GEF

41120



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697