



# CALZA AUTOREGGENTE forte compressione

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 41132

EAN / GTIN 8033201400807

Confezione 1

Calza autoreggente a compressione graduata, con balza siliconata in pizzo, maglia a rete • Livello di compressione alto • Colore: Nero • Taglia: Small Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile. I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi. Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o nero. • Livello di Compressione Alto: 140 den - 15-21 mm/Hg alla caviglia Ideale per chi manifesta i primi segni di gonfiore e fastidio alle caviglie. Tale livello di compressione è indicato anche nel caso di principio di vene varicose. La compressione fornita da questo prodotto sostiene e massaggia la gamba fornendo sollievo durante la giornata. Particolare attenzione è stata posta sia all'eleganza e al design che all'elasticità, la quale viene garantita dalla maglia a nido d'ape (maglia a rete). Si consiglia di consultare il medico prima dell'utilizzo. Composizione: 79% poliammide, 21% elastan. Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030405

EAN / GTIN

8033201400807

CODICE GEF

41132



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697