



CALZE A COMPRESSIONE FUNNY S-M disegno 1

Codice GEF (SKU) 41200

EAN / GTIN 8023279412000

Confezione 1

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY - nylon-poliestere • Taglia: S-M •
Minimo vendita: conf. da 5 Calze colorate lunghe fino al ginocchio con
compressione graduata per migliorare la circolazione sanguigna.

Disegno unico e modello ergonomico. In nylon e poliestere, le calze
sono traspiranti e assorbono l'umidità. Ogni pacco comprende 5 paia
di calzini misti. Benefici: circolazione sanguigna migliorata, aumento di
energia, sostegno per tutto il giorno, prevenzione di gonfiore, vene
varicose, dolori alle gambe e affaticamento. Sistema Klima-pro Elevata
traspirabilità, controllo affidabile della temperatura & prevenzione della
formazione di odori. Polsino antiscivolo Il polsino si adatta
automaticamente alla grandezza della gamba. Compressione graduata
Migliora la circolazione per una guarigione rapida, sostegno ottimale
per la resistenza muscolare. Punta rinforzata Un morbido riquadro
senza cuciture sull'alluce protegge da vesciche e abrasioni. Tallone
imbottito Riduce gli urti sui talloni ed evita la formazione di speroni
calcaneari. Confezione multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279412000

CODICE GEF

41200



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697