



GAMBALETTO COTONE UNISEX forte compressione

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 41240

EAN / GTIN 8033201402641

Confezione 1

GAMBALETTI DI COTONE UNISEX A COMPRESSIONE GRADUATA - paio • Compressione alta • Colore: nero • Taglia: Small • Misura del piede equivalente alla taglia Small: [Europa 37-39] [US Uomo: 5-6½] [US Donna: 6½-8] Gambaletti di alta qualità in morbido cotone combinato con filati elastici, per offrire un'adeguata compressione graduata. Un'attenta ricerca è stata svolta al fine di sviluppare questa linea di articoli in cotone; presentano un'estrema qualità dei filati e un polsino elastico molto soffice ad elevata espandibilità per garantire un livello ottimale di comfort e benessere durante tutto l'arco della giornata. Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, ciascuno in due possibili colori (nero e blu). Per quantitativi minimi di 100 calze, forniamo su richiesta anche le compressioni di livello leggero e extra-alto nei colori beige e grigio. Livello di Compressione Medio: 14-16 mm/Hg alla caviglia Aiuta a prevenire i fastidi e la pesantezza alle gambe. Composizione: 67% cotone, 26% poliammide, 7% elastan. Livello di Compressione Alto: 15-21 mm/Hg alla caviglia Aiuta a prevenire l'insorgere di patologie venose. Composizione: 63% cotone, 27% poliammide, 10% elastan. Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030405

EAN / GTIN

8033201402641

CODICE GEF

41240



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697