



Calza alla Coscia Anti-Embolo

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 41316

EAN / GTIN 8033201401507

Confezione 1

Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone. • Taglia: Small • Lunghezza: 60-70 cm • Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia) Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e dopo gli interventi chirurgici. Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell'incremento della viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi. L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta gradualità di compressione. • Indicazioni per l'uso: - prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici. - trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche. - contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici. • Controindicazioni: - dermatiti localizzate, eritemi, necrosi. - stripping, edemi polmonari, trapianti. - disturbi vascolari di origine cardiaca. - gambe con circonferenze accentuate. • Principali caratteristiche: - compressione decrescente dalla caviglia alla coscia. - tallone anatomico. - tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice). - foro di ispezione sulla parte superiore del piede. Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan. Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU, RO. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
41316	60-70	8033201401507	1
41320	70-80	8033201401538	1
41324	80-90	8033201401576	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030405

EAN / GTIN

8033201401507

CODICE GEF

41316



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697