



TIRALATTE MANUALE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 41700

EAN / GTIN 6970392218809

Confezione 1

TIRALATTE MANUALE Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in modo efficiente e discreto. Facili da assemblare, usare e pulire. Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon con tappo, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vuoto: -250 mmHg
- Peso: 159 g
- Dimensioni: 205 x 186 x 90 mm
- Funzionamento: manuale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12080303

EAN / GTIN

6970392218809

CODICE GEF

41700



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697