



# TIRALATTE ELETTRICO

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 41701

EAN / GTIN 6970392218908

Confezione 1

TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in modo efficiente e discreto. Facili da assemblare, usare e pulire. Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon con tappo, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE). Tutte le parti che entrano in contatto con il latte materno sono prive di BPA e prive di ftalati. Struttura a 2 fasi, che facilita la stimolazione e l'espressione. 10 livelli di vuoto Coppetta tiralatte morbida e pratica Biberon graduato (ml/Oz)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vuoto Stimolazione: -60 -130 mmHg
- Vuoto Espressione: -60 -250 mmHg
- Peso: 265 g
- Dimensioni: 129 x 129 x 55 mm
- Funzionamento: 4 batterie AA non incluse o adattatore CA (opzionale)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z12080303

EAN / GTIN

6970392218908

CODICE GEF

41701



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697