



# REGGIBRACCIO STOFFA

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 42000

EAN / GTIN 8023279420005

Confezione 1

• Reggibraccio-stoffa - S • Lunghezza: 25-28 cm Reggibraccio per consentire di lasciare a riposo e immobilizzare il braccio. Ideale per l'immobilizzazione dopo la riparazione della cuffia dei rotatori o in caso di frattura del cingolo scapolare e di lussazione e sublussazione della spalla. Materiale traspirante e durevole, tracolla imbottita regolabile. Stile busta con supporto per il pollice. Lavabile in lavatrice. Adatto sia per braccio sinistro sia per braccio destro. Colore blu scuro.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
42000	42000	8023279420005	1
42001	42001	8023279420012	1
42002	42002	8023279420029	1
42003	42003	8023279420036	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y090612

EAN / GTIN

8023279420005

CODICE GEF

42000



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697