



TUTORE GINOCCHIO

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 42020

EAN / GTIN 8023279420203

Confezione 1

• Tutore ginocchio - S • Circonferenza coscia cm: 39-47 • Circonferenza polpaccio cm: 29-37 Tutore ginocchio indicato per: - instabilità da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio e stiramento dei legamenti collaterali - lesioni del menisco - infiammazione cronica dopo operazione o trauma La stabilizzazione collaterale dell'articolazione del ginocchio evita valgismo, varismo e iperestensione. Il neoprene a cellule chiuse garantisce un effetto compressivo e propriocettivo. Il calore stimola la circolazione sanguigna. Versione indossabile con anello patellare che stabilizza ed evita la lussazione rotulea; il morbido feltro imbottito segue il profilo del ginocchio e offre il massimo confort; il fissaggio superiore e il fissaggio inferiore aumentano la vestibilità.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 42020 | 42020 | 8023279420203 | 1 |
| 42021 | 42021 | 8023279420210 | 1 |
| 42022 | 42022 | 8023279420227 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y090618

EAN / GTIN

8023279420203

CODICE GEF

42020



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697