



Ginocchiera Postoperatoria universale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 42026

EAN / GTIN 8023279420265

Confezione 1

INOCCHIERA UNIVERSALE POST-OPERATORIA Ginocchiera post-operatoria per l'immobilizzazione post-operatoria o per il controllo dell'ampiezza di movimento per interventi correlati a fratture o per lesioni o operazioni ai legamenti collaterali o crociati. Ottima stabilizzazione collaterale mediante lunghe stecche laterali che evitano valgismo o varismo. Ampiezza di movimento regolabile tramite snodi. Caratteristiche: - basta premere un pulsante per regolare la lunghezza

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y090618

EAN / GTIN

8023279420265

CODICE GEF

42026



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697