



TUTORE GOMITO CON IMBOTTITURA IN SILICONE universale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 42040

EAN / GTIN 8023279420401

Confezione 1

TUTORE GOMITO CON IMBOTTITURA IN SILICONE Tutore gomito indicato per: - effusione e gonfiore articolare - infiammazione cronica dopo operazione o trauma - lesione legamenti collaterali - epicondilita laterale e mediale (gomito del tennista e gomito del golfista) Riduce il gonfiore dovuto a lesioni lievi. Dà sollievo nel punto di inserzione muscolare grazie all'imbottitura in silicone, offre una compressione flessibile e migliora la propriocezione. Materiale elasticizzato in quattro direzioni, senza cuciture, traspirante e assorbente. Chiusura velcro per regolare la pressione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y090612

EAN / GTIN

8023279420401

CODICE GEF

42040



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697