



TUTORE CAVIGLIA

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 42050

EAN / GTIN 8023279420500

Confezione 1

Tutore caviglia con chiusura Q-Fit per un'ottima vestibilità, comodità e durevolezza. • Tutore caviglia - S Indicato per: - lieve distorsione della caviglia - instabilità cronica della caviglia - profilassi e terapia nello sport Nylon robusto e durevole con stecche metalliche bilaterali per sostegno supplementare. Le cinghie incrociate non elastiche forniscono la massima stabilità.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
42050	42050	8023279420500	1
42051	42051	8023279420517	1
42052	42052	8023279420524	1
42053	42053	8023279420531	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y090618

EAN / GTIN

8023279420500

CODICE GEF

42050



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697