



TUTORE POLSO destro

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 42065

EAN / GTIN 8023279420654

Confezione 1

Tutore polso con chiusura Q-fit per l'immobilizzazione del polso. •
Tutore polso - S · Destra Ideale per: - sindrome del tunnel carpale -
lesione del complesso fibrocartilagineo triangolare (TFCC) - paralisi del
nervo radiale Il sistema di chiusura Q-fit garantisce un'ottima vestibilità,
comodità e durezza. Materiale delicato sulla pelle, confortevole e
traspirante, con steccatura palmare in alluminio sagomata
anatomicamente.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
42065	42065	8023279420654	1
42066	42066	8023279420661	1
42067	42067	8023279420678	1
42068	42068	8023279420685	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y090612

EAN / GTIN

8023279420654

CODICE GEF

42065



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697