



## STECHE DITA trasparente

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) 42102

EAN / GTIN 8023279421026

Confezione 1

Stecca per dita - misura 3 Disponibili in 5 misure diverse, di colore trasparente. In plastica rigida di alta qualità. Dotate di fori per la circolazione dell'aria e il raffreddamento. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, DK, SE, FI, CZ, SK, HU, HR, SI, RO, BG, GR, LT, LV, EE, Arabic.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
42102	42102	8023279421026	1
42103	42103	8023279421033	1
42104	42104	8023279421040	1
42105	42105	8023279421057	1
42106	42106	8023279421064	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y090699

EAN / GTIN

8023279421026

CODICE GEF

42102



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697