



## SEDIA DA DOCCIA fissa

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 42900

EAN / GTIN 8023279429008

Confezione 1

Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50 x 30 cm. Altezza regolabile 35-45 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091203

EAN / GTIN

8023279429008

CODICE GEF

42900



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697