



SEDIA DA DOCCIA pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 42901

EAN / GTIN 8023279429015

Confezione 1

Sgabello da doccia pieghevole, con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50 x 30 cm. Altezza regolabile 44-47,5 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091203

EAN / GTIN

8023279429015

CODICE GEF

42901



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697