



Sgabello Da Doccia Con Vassoio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 42904

EAN / GTIN 5391532692005

Confezione 1

Sgabello da doccia progettato per aumentare la comodità, la sicurezza e l'indipendenza durante il lavaggio. Altezza regolabile da 39 a 54 cm, gambe in alluminio anodizzato. Seduta antiscivolo con foro di drenaggio, realizzata in plastica di alta qualità. Il vassoio in plastica migliora la stabilità dello sgabello ed è utile per collocare gli oggetti necessari per l'igiene personale. Portata: 170 kg. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y093303

EAN / GTIN

5391532692005

CODICE GEF

42904



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697