



Sgabello da Doccia Pu con Braccioli

Codice GEF (SKU) **42905**

EAN / GTIN **8023279429053**

SGABELLO DA DOCCIA CON BRACCIOLI Sgabello da doccia con struttura in alluminio argento e seduta in PU, braccioli in schiuma e tubi con piedini regolabili. Peso: 4,0 kg. Portata: 136 kg. Dimensioni: 44

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SGABELLO DA DOCCIA CON BRACCIOLI Sgabello da doccia con struttura in alluminio argento e seduta in PU, braccioli in schiuma e tubi con piedini regolabili. Peso: 4,0 kg. Portata: 136 kg. Dimensioni: 44,8-47,2x50-52,6x h 62,2-72 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279429053

CODICE GEF

42905



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697