



## SEDIA DA BAGNO RINFORZATA con schienale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 42906

EAN / GTIN 8023279429060

Confezione 1

Sedia da doccia rinforzata, con schienale. Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (42-52 cm), piedini antiscivolo. Portata massima: 100 kg.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091203

EAN / GTIN

8023279429060

CODICE GEF

42906



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697