



Sedia da Doccia con Schienale e Sedile in Pu - Portata 136 Kg

Codice GEF (SKU) **42909**

EAN / GTIN **8023279429091**

SEDIA DOCCIA con schienale e seduta in PU Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU. Gambe di altezza regolabile. Portata: 136 kg. Peso: 4 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SEDIA DOCCIA con schienale e seduta in PU Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU. Gambe di altezza regolabile. Portata: 136 kg. Peso: 4 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279429091

CODICE GEF

42909



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697