



SEDIA DA BAGNO regolabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 42910

EAN / GTIN 8023279429107

Confezione 1

Seduta da vasca regolabile (73-78 cm). Struttura in alluminio e seduta in plastica (profondità 41 x 23 cm). Portata: 100 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y091203

EAN / GTIN

8023279429107

CODICE GEF

42910



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697