



Sedia da Doccia Girevole con Schienale e Seduta in Pu - Portata 136 Kg

Codice GEF (SKU) 42912

EAN / GTIN 8023279429121

SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°. I braccioli sollevabili facilitano il trasferimento del paziente. La leva blocca la seduta in 4 posizioni differenti. Struttura

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°. I braccioli sollevabili facilitano il trasferimento del paziente. La leva blocca la seduta in 4 posizioni differenti. Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU, imbottiti e confortevoli. Braccioli rivestiti in schiuma. Pieghevole. Dimensioni della seduta: 40,7x33,7x h 5 cm. Portata: 136 kg. Peso: 5,3 kg. Dim. imballo: 52,5x36xh 42,5 cm. Dim. ripiegata: 51x34,5x h 40 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279429121

CODICE GEF

42912



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697