



Sedia Doccia e Comoda Aq-tica

Codice GEF (SKU) **42913**

EAN / GTIN **3701127702897**

SEDIA DOCCIA E COMODA AQ-TICA - grigio scuro/bianco Sedia con due funzioni, utilizzabile come comoda o come sedia da doccia. Fornita in kit, facilmente montabile senza attrezzi. Struttura antiruggine

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SEDIA DOCCIA E COMODA AQ-TICA - grigio scuro/bianco Sedia con due funzioni, utilizzabile come comoda o come sedia da doccia. Fornita in kit, facilmente montabile senza attrezzi. Struttura antiruggine in alluminio e polipropilene. Fornito con vaschetta igienica con coperchio. Peso: 7,1 kg Portata: 130 kg Gambe in alluminio di altezza regolabile (5 posizioni) Braccioli e schienale removibili Fori di drenaggio nella seduta La vaschetta viene estratta dalla parte anteriore Made in France.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3701127702897

CODICE GEF

42913



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697