



## Sedia Doccia e Comoda

Codice GEF (SKU) **42914**

EAN / GTIN **6933257922860**

SEDIA DOCCIA E COMODA - grigia/bianca Sedia con doppia funzione, utilizzabile come comoda e come sedia doccia. In alluminio e plastica, con telaio in PP per una maggiore portata. Braccioli e schienale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- SEDIA DOCCIA E COMODA - grigia/bianca Sedia con doppia funzione, utilizzabile come comoda e come sedia doccia. In alluminio e plastica, con telaio in PP per una maggiore portata. Braccioli e schienale removibili, altezza regolabile in sei livelli. Può essere montata facilmente senza attrezzi. Fornita con cuscini per lo schienale e per il sedile, bacinella WC con coperchio e manico; copri-piedini. Portata: Peso: 5,1 kg. Dimensioni della seduta: 46x43xh 42 cm. Dimensioni dell'imbballaggio: 55x47x24 cm. Altezza regolabile

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**6933257922860**

CODICE GEF

**42914**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697