



CUSCINO ROTANTE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43040

EAN / GTIN 8023279430400

Confezione 1

CUSCINO DA SEDUTA GIREVOLE Cuscino di supporto per agevolare la rotazione in auto, sul letto o sulla sedia. Misura: Ø 40 cm. Il top è realizzato in 100% poliestere. Fondo in tessuto PVC antiscivolo. Interno in nylon liscio imbottito con schiuma PU.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080302

EAN / GTIN

8023279430400

CODICE GEF

43040



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697