



BASTONE CON VENTOSE e LUCE LED

Codice GEF (SKU) 43045

EAN / GTIN 8023279430455

Confezione 1

TRUSTY CANE - nero Bastone robusto e pieghevole dotato di luce e base ad ampia rotazione con 3 piedini stabili antiscivolo. Altezza regolabile 85-97 cm. Ampia base Ø 9 cm. Asta in alluminio (spessore 1,2 mm). Impugnatura in ABS (15 cm). Peso 420 g. Necessita di 3 batterie AAA 1,5 V non incluse. 3 luci LED incorporate, 1 dritta e 2 verso il basso per illuminare la strada Ampia base rotante che gira a 360° gradi 4 articolazioni pieghevoli 3 piedini stabili antiscivolo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279430455

CODICE GEF

43045



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697