



Bastone Di Sicurezza Con Luce Con Base A 4 Piedini

Codice GEF (SKU) 43052

EAN / GTIN 8023279430523

Confezione 1

Bastone innovativo con luce di sicurezza e allarme. - luce a 4 LED bianca frontale ultraluminosa fino a 15 lumen, con posizioni regolabili - flash d'avvertimento a luce LED rossa ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen - comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio - sirena di allarme 100 dB - altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279430523

CODICE GEF

43052



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697