



Quadripode Q1 Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43070

EAN / GTIN 8023279430707

Confezione 1

QUADRIPODE Q1 - argento (alluminio con impugnatura in PU) Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg Carico massimo: 100 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120318

EAN / GTIN

8023279430707

CODICE GEF

43070



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697