




Quadripode Q3 Bronzo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43072

EAN / GTIN 8023279430721

Confezione 1

QUADRIPODE Q3 - bronzo (con impugnatura in PU) Altezza regolabile:
70-88 cm - peso: 0,5 kg Carico massimo: 100 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120318

EAN / GTIN

8023279430721

CODICE GEF

43072



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697