



Bastone Da Passeggio Stabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43075

EAN / GTIN 8023279430752

Confezione 1

Questi ausili alla deambulazione per persone che necessitano di alleviare il carico sulle gambe offrono stabilità e sono più alti dei comuni bastoni. • BASTONE DA PASSEGGIO STABILE - con altezza regolabile

Struttura dei bastoni: le basi e i tubi superiori scorrevoli sono in lega di alluminio leggera. Il tubo centrale del quadripode è in acciaio. Fermo di blocco dei tubi: il blocco dei tubi telescopici con un fermo dotato di doppio perno aumenta la sicurezza. Ghiera rastremata: stringendo la ghiera rastremata, si elimina il rumore. Puntali: presa elevata e Ø di 35 mm, ISO EN 11334-4.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Y120399EAN / GTIN
8023279430752CODICE GEF
43075

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697