



STAMPELLE ADVANCE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43090

EAN / GTIN 3701127706949

Confezione 1

Le stampelle Advance sono le prime biinietate in polipropilene ed elastomero, per offrire maggiore confort all'utente. Certificate e testate fino a 140 kg. 10 regolazioni dell'altezza mediante clip. Cappuccio in gomma anti-rumore e tappino in Pivoflex integrati. Made in France.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 0,51 kg
- Altezza da impugnatura a terreno: 77-98 cm
- Materiale dell'impugnatura: polipropilene ed elastomero
- Numero regolazioni altezza: 10
- Finitura/materiale tubi: alluminio anodizzato
- Certificate e collaudate per: 140 kg
- Lunghezza impugnatura: 10 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Y120306EAN / GTIN
3701127706949CODICE GEF
43090

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697