



Stampelle Advance /

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 43091

EAN / GTIN 3701127709254

Confezione 1

Le stampelle Advance sono le prime biinietate in polipropilene ed elastomero, per offrire maggiore confort all'utente. Certificate e testate fino a 140 kg. 10 regolazioni dell'altezza mediante clip. Cappuccio in gomma anti-rumore e tappino in Pivoflex integrati. Made in France.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 0,51 kg
- Altezza da impugnatura a terreno: 77-98 cm
- Materiale dell'impugnatura: polipropilene ed elastomero
- Numero regolazioni altezza: 10
- Finitura/materiale tubi: alluminio anodizzato
- Certificate e collaudate per: 140 kg
- Lunghezza impugnatura: 10 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
43091	turchese/nero	3701127709254	1
43093	rosso/nero	3701127751833	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120306

EAN / GTIN

3701127709254

CODICE GEF

43091



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)