



## Stampelle Evolution /

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 43100

EAN / GTIN 3401066150796

Confezione 1

STAMPELLE EVOLUTION - nero - paio Impugnatura ergonomica e appoggio brachiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento. I tubi in alluminio hanno una finitura anodizzata grigio chiara. Made in France.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modello EVOLUTION
- Peso kg: 0,5
- Altezza terra-impugnatura cm: 77-98
- Materiale dell'impugnatura: Polipropilene
- Diametro tubo sup./inf. mm: 22/19
- Regolazioni altezza: regolabile 10 volte ogni 20 mm
- Finitura/materiale: grigio/alluminio anodizzato
- Certificate e testate fino a kg: 130
- Norme applicate per i test: EN ISO 11334-1
- Impugnatura regolabile:
- Dim. impugnatura: Ø x l x h mm 35x100x235

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
43100	blu	3401066150796	1
43101	nero	8023279431018	1
43103	rosso	3701127705829	1

CLASSE DM

I

CND

Y060618

EAN / GTIN

3401066150796

CODICE GEF

43100



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)