



## Stampelle Progress 2 Chiaro/

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43110

EAN / GTIN 3401042648590

Confezione 1

STAMPELLE PROGRESS 2 - grigio chiaro/grigio - paio Per adulti alti e corpulenti, impugnatura regolabile da 22 a 29 cm. Stampella adatta agli adulti la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm. Made in France.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modello PROGRESS 2
- Peso kg: 0,5
- Altezza terra-impugnatura cm: 79-101
- Materiale dell'impugnatura: Polipropilene
- Diametro tubo sup./inf. mm: 22/19
- Regolazioni altezza: regolabile 10 volte ogni 20 mm
- Finitura/materiale: grigio/alluminio anodizzato
- Certificate e testate fino a kg: 150
- Norme applicate per i test: EN ISO 11334-1
- Impugnatura regolabile: 4 volte
- Dim. impugnatura: Ø x l x h mm 35x100x220/290

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
Y120306EAN / GTIN  
3401042648590CODICE GEF  
43110

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697