



## Stampelle Tiki / Poi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 43115

EAN / GTIN 0370112770895

Confezione 1

STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 16 a 21 cm. Made in France.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modello TIKI
- Peso kg: 0,35
- Altezza terra-impugnatura cm: 55-77
- Materiale dell'impugnatura: Polipropilene
- Diametro tubo sup./inf. mm: 22/19
- Regolazioni altezza: regolabile 10 volte ogni 20 mm
- Finitura/materiale: grigio/alluminio anodizzato
- Certificate e testate fino a kg: 100
- Norme applicate per i test: EN ISO 11334-1
- Impugnatura regolabile: 3 volte
- Dim. impugnatura: Ø x l x h mm 32x100x160/210

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y120306

EAN / GTIN

0370112770895

CODICE GEF

43115



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697