



Stampelle Tiki - Rosso/blu

Codice GEF (SKU) 43116

EAN / GTIN 3701127751864

STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - rosso/blu - paio Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 16 a 21 cm. Made in France.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - rosso/blu - paio Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 16 a 21 cm. Made in France.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

3701127751864

CODICE GEF

43116



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697